

Cerclage Pessar

Thema

Zu den möglichen Ursachen für eine Frühgeburt gehört die so genannte Zervixinsuffizienz: Der Gebärmutterhals verkürzt sich und der Muttermund öffnet sich vorzeitig. Sie tritt am häufigsten zwischen dem 4. und dem 6. Schwangerschaftsmonat auf und kann verschiedene Ursachen haben. Manchmal ist sie eine Folge vorangegangener schwieriger Geburten oder eines vorangegangenen Schwangerschaftsabbruchs. Ebenso können Infektionen oder eine einer Gebärmutteroperation eine Zervixinsuffizienz zur Folge haben. Auch bei Mehrlings-schwangerschaften kommt es oft zu einer Überdehnung des Gebärmutterhalses.



Beschreibung

Die operative Cerclage ist der klassische Weg, eine Zervixinsuffizienz und damit einen Spätabort oder eine Frühgeburt zu verhindern. Einen vergleichbaren Effekt kann man in vielen Fällen auch ohne Operation erreichen: mit medesign Cerclage Pessaren. Diese in jeder Hinsicht gefahrlose Therapie ist heute, nach mehr als 10-jähriger Erfahrung weltweit, als Alternative zur Operation angesehen. Für beide Methoden liegen die Erfolgsraten bei 80-90%.

Cerclage Pessare haben dank ihrer Schalenform und den Höhenmaßen von 17, 21 und 25 mm einen sicheren Sitz. Eingelegt werden die Cerclage-Pessare entsprechend dem klinischen Befund etwa ab der 16. Woche. Je nach bakteriologischem Fluorbefund ist eine Reinigung bzw. ein Austausch erforderlich.

Material

Medizinisches Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Cerclage Pessar	32 / 65 / 17	1 Stk	MED1000084	7439087	4250201201058
Cerclage Pessar	32 / 65 / 21	1 Stk	MED1000050	7439101	4250201201065
Cerclage Pessar	32 / 65 / 25	1 Stk	MED1000086	7439124	4250201201072
Cerclage Pessar	32 / 70 / 17	1 Stk	MED1000087	7439153	4250201201089
Cerclage Pessar	32 / 70 / 21	1 Stk	MED1000088	7439176	4250201201096
Cerclage Pessar	32 / 70 / 25	1 Stk	MED1000089	7439236	4250201201102
Cerclage Pessar	35 / 65 / 17	1 Stk	MED1000090	7439182	4250201201119
Cerclage Pessar	35 / 65 / 21	1 Stk	MED1000091	7439199	4250201201126
Cerclage Pessar	35 / 65 / 25	1 Stk	MED1000092	7439213	4250201201133
Cerclage Pessar	35 / 65 / 30	1 Stk	MED1000093	7439147	4250201201140
Cerclage Pessar	35 / 70 / 17	1 Stk	MED1000094	7439093	4250201201157
Cerclage Pessar	35 / 70 / 21	1 Stk	MED1000095	7439118	4250201201164
Cerclage Pessar	35 / 70 / 25	1 Stk	MED1000096	7439130	4250201201171